

凯若泰手性色谱柱产品清单与订货信息

产品型号	类别	规格	备注
812-CE1-01	ChiralCE-1	2 μ m, 50 x 2mm	第一种类型衍生化纤维素键合硅胶手性色谱柱
812-CE1-02	ChiralCE-1	2 μ m, 100 x 2mm	第一种类型衍生化纤维素键合硅胶手性色谱柱
812-CE1-03	ChiralCE-1	2 μ m, 150 x 2mm	第一种类型衍生化纤维素键合硅胶手性色谱柱
812-CE1-04	ChiralCE-1	2 μ m, 200 x 2mm	第一种类型衍生化纤维素键合硅胶手性色谱柱
812-CE1-05	ChiralCE-1	2 μ m, 250 x 2mm	第一种类型衍生化纤维素键合硅胶手性色谱柱
813-CE1-01	ChiralCE-1	3 μ m, 50 x 2mm	第一种类型衍生化纤维素键合硅胶手性色谱柱
813-CE1-02	ChiralCE-1	3 μ m, 100 x 2mm	第一种类型衍生化纤维素键合硅胶手性色谱柱
813-CE1-03	ChiralCE-1	3 μ m, 150 x 2mm	第一种类型衍生化纤维素键合硅胶手性色谱柱
813-CE1-04	ChiralCE-1	3 μ m, 200 x 2mm	第一种类型衍生化纤维素键合硅胶手性色谱柱
813-CE1-05	ChiralCE-1	3 μ m, 250 x 2mm	第一种类型衍生化纤维素键合硅胶手性色谱柱
812-CE2-01	ChiralCE-2	2 μ m, 50 x 2mm	第二种类型衍生化纤维素键合硅胶手性色谱柱
812-CE2-02	ChiralCE-2	2 μ m, 100 x 2mm	第二种类型衍生化纤维素键合硅胶手性色谱柱
812-CE2-03	ChiralCE-2	2 μ m, 150 x 2mm	第二种类型衍生化纤维素键合硅胶手性色谱柱
812-CE2-04	ChiralCE-2	2 μ m, 200 x 2mm	第二种类型衍生化纤维素键合硅胶手性色谱柱
812-CE2-05	ChiralCE-2	2 μ m, 250 x 2mm	第二种类型衍生化纤维素键合硅胶手性色谱柱
813-CE2-01	ChiralCE-2	3 μ m, 50 x 2mm	第二种类型衍生化纤维素键合硅胶手性色谱柱
813-CE2-02	ChiralCE-2	3 μ m, 100 x 2mm	第二种类型衍生化纤维素键合硅胶手性色谱柱
813-CE2-03	ChiralCE-2	3 μ m, 150 x 2mm	第二种类型衍生化纤维素键合硅胶手性色谱柱
813-CE2-04	ChiralCE-2	3 μ m, 200 x 2mm	第二种类型衍生化纤维素键合硅胶手性色谱柱
813-CE2-05	ChiralCE-2	3 μ m, 250 x 2mm	第二种类型衍生化纤维素键合硅胶手性色谱柱
812-CE3-01	ChiralCE-3	2 μ m, 50 x 2mm	第三种类型衍生化纤维素键合硅胶手性色谱柱
812-CE3-02	ChiralCE-3	2 μ m, 100 x 2mm	第三种类型衍生化纤维素键合硅胶手性色谱柱
812-CE3-03	ChiralCE-3	2 μ m, 150 x 2mm	第三种类型衍生化纤维素键合硅胶手性色谱柱
812-CE3-04	ChiralCE-3	2 μ m, 200 x 2mm	第三种类型衍生化纤维素键合硅胶手性色谱柱
812-CE3-05	ChiralCE-3	2 μ m, 250 x 2mm	第三种类型衍生化纤维素键合硅胶手性色谱柱
813-CE3-01	ChiralCE-3	3 μ m, 50 x 2mm	第三种类型衍生化纤维素键合硅胶手性色谱柱
813-CE3-02	ChiralCE-3	3 μ m, 100 x 2mm	第三种类型衍生化纤维素键合硅胶手性色谱柱
813-CE3-03	ChiralCE-3	3 μ m, 150 x 2mm	第三种类型衍生化纤维素键合硅胶手性色谱柱
813-CE3-04	ChiralCE-3	3 μ m, 200 x 2mm	第三种类型衍生化纤维素键合硅胶手性色谱柱
813-CE3-05	ChiralCE-3	3 μ m, 250 x 2mm	第三种类型衍生化纤维素键合硅胶手性色谱柱

凯若泰手性色谱柱产品清单与订货信息 (续)

产品型号	类别	规格	备注
822-CD1-01	ChiralCD-1	2 μ m, 50 x 2mm	第一种类型化学取代 β -环糊精键合硅胶手性色谱柱
822-CD1-02	ChiralCD-1	2 μ m, 100 x 2mm	第一种类型化学取代 β -环糊精键合硅胶手性色谱柱
822-CD1-03	ChiralCD-1	2 μ m, 150 x 2mm	第一种类型化学取代 β -环糊精键合硅胶手性色谱柱
822-CD1-04	ChiralCD-1	2 μ m, 200 x 2mm	第一种类型化学取代 β -环糊精键合硅胶手性色谱柱
822-CD1-05	ChiralCD-1	2 μ m, 250 x 2mm	第一种类型化学取代 β -环糊精键合硅胶手性色谱柱
823-CD1-01	ChiralCD-1	3 μ m, 50 x 2mm	第一种类型化学取代 β -环糊精键合硅胶手性色谱柱
823-CD1-02	ChiralCD-1	3 μ m, 100 x 2mm	第一种类型化学取代 β -环糊精键合硅胶手性色谱柱
823-CD1-03	ChiralCD-1	3 μ m, 150 x 2mm	第一种类型化学取代 β -环糊精键合硅胶手性色谱柱
823-CD1-04	ChiralCD-1	3 μ m, 200 x 2mm	第一种类型化学取代 β -环糊精键合硅胶手性色谱柱
823-CD1-05	ChiralCD-1	3 μ m, 250 x 2mm	第一种类型化学取代 β -环糊精键合硅胶手性色谱柱
823-CD2-01	ChiralCD-2	3 μ m, 50 x 2mm	第二种类型化学取代 β -环糊精键合硅胶手性色谱柱
823-CD2-02	ChiralCD-2	3 μ m, 100 x 2mm	第二种类型化学取代 β -环糊精键合硅胶手性色谱柱
823-CD2-03	ChiralCD-2	3 μ m, 150 x 2mm	第二种类型化学取代 β -环糊精键合硅胶手性色谱柱
823-CD2-04	ChiralCD-2	3 μ m, 200 x 2mm	第二种类型化学取代 β -环糊精键合硅胶手性色谱柱
823-CD2-05	ChiralCD-2	3 μ m, 250 x 2mm	第二种类型化学取代 β -环糊精键合硅胶手性色谱柱
823-CD3-01	ChiralCD-3	3 μ m, 50 x 2mm	第三种类型化学取代 γ -环糊精键合硅胶手性色谱柱
823-CD3-02	ChiralCD-3	3 μ m, 100 x 2mm	第三种类型化学取代 γ -环糊精键合硅胶手性色谱柱
823-CD3-03	ChiralCD-3	3 μ m, 150 x 2mm	第三种类型化学取代 γ -环糊精键合硅胶手性色谱柱
823-CD3-04	ChiralCD-3	3 μ m, 200 x 2mm	第三种类型化学取代 γ -环糊精键合硅胶手性色谱柱
823-CD3-05	ChiralCD-3	3 μ m, 250 x 2mm	第三种类型化学取代 γ -环糊精键合硅胶手性色谱柱
823-CD4-01	ChiralCD-4	3 μ m, 50 x 2mm	第四种类型化学取代 α -环糊精键合硅胶手性色谱柱
823-CD4-02	ChiralCD-4	3 μ m, 100 x 2mm	第四种类型化学取代 α -环糊精键合硅胶手性色谱柱
823-CD4-03	ChiralCD-4	3 μ m, 150 x 2mm	第四种类型化学取代 α -环糊精键合硅胶手性色谱柱
823-CD4-04	ChiralCD-4	3 μ m, 200 x 2mm	第四种类型化学取代 α -环糊精键合硅胶手性色谱柱
823-CD4-05	ChiralCD-4	3 μ m, 250 x 2mm	第四种类型化学取代 α -环糊精键合硅胶手性色谱柱
823-CD5-01	ChiralCD-5	3 μ m, 50 x 2mm	第五种类型化学取代 β -环糊精键合硅胶手性色谱柱
823-CD5-02	ChiralCD-5	3 μ m, 100 x 2mm	第五种类型化学取代 β -环糊精键合硅胶手性色谱柱
823-CD5-03	ChiralCD-5	3 μ m, 150 x 2mm	第五种类型化学取代 β -环糊精键合硅胶手性色谱柱
823-CD5-04	ChiralCD-5	3 μ m, 200 x 2mm	第五种类型化学取代 β -环糊精键合硅胶手性色谱柱
823-CD5-05	ChiralCD-5	3 μ m, 250 x 2mm	第五种类型化学取代 β -环糊精键合硅胶手性色谱柱
823-CD6-01	ChiralCD-6	3 μ m, 50 x 2mm	第六种类型化学取代 β -环糊精键合硅胶手性色谱柱

凯若泰手性色谱柱产品清单与订货信息 (续)

产品型号	类别	规格	备注
823-CD6-02	ChiralCD-6	3 μ m, 100 x 2mm	第六种类型化学取代 β -环糊精键合硅胶手性色谱柱
823-CD6-03	ChiralCD-6	3 μ m, 150 x 2mm	第六种类型化学取代 β -环糊精键合硅胶手性色谱柱
823-CD6-04	ChiralCD-6	3 μ m, 200 x 2mm	第六种类型化学取代 β -环糊精键合硅胶手性色谱柱
823-CD6-05	ChiralCD-6	3 μ m, 250 x 2mm	第六种类型化学取代 β -环糊精键合硅胶手性色谱柱
905-CE2-13	ChiralCE-2	5 μ m, 150 x 10mm	第二种类型衍生化纤维素键合型半制备柱
910-CE2-25	ChiralCE-2	10 μ m, 250 x 20mm	第二种类型衍生化纤维素键合型制备色谱柱
833-SK1-03	Screening Kit-1	3 μ m, 150 x 2mm	手性分离筛选套件-1, 含三支手性分析柱.
833-SK2-03	Screening Kit-2	3 μ m, 150 x 2mm	手性分离筛选套件-2, 含六支手性分析柱.

凯若泰HLE系列固相萃取小柱产品清单与订货信息

产品型号	类别	规格	备注
880-HLE-80	HLE-80	80mg/3mL, 80-120 \AA , 50支/盒	适合较小体积(0.5 - 50mL)样本
880-HLE-150	HLE-150	150mg/3mL, 80-120 \AA , 50支/盒	适合较小体积(0.5 - 50mL)样本
880-HLE-300	HLE-300	300mg/6mL, 80-120 \AA , 20支/盒	适合中等体积(50 - 500mL)样本
880-HLE-1000	HLE-1000	1000mg/6mL, 80-120 \AA , 20支/盒	适合较大体积(500 - 1000mL)样本
880-HLE-2000	HLE-2000	2000mg/12mL, 80- 120 \AA , 10支/盒	适合大体积(1000mL以上)样本

凯若泰MFA多功能分析仪产品清单与订货信息

产品型号	产品描述	备注
981-MFA-01	包括10通道MFA主机一台, 24V 电源, 组分收集架, 快速色谱纯化柱和固相萃取柱连接头, 维修工具包以及使用手册。	110-240V
981-MFA-02	包括18通道MFA主机一台, 24V 电源, 组分收集架, 快速色谱纯化柱和固相萃取柱连接头, 维修工具包以及使用手册。	110-240V

凯若泰f-SPE全功能自动固相萃取仪产品清单与订货信息

产品型号	产品描述	备注
982-FSPE-01	包括14管路f-SPE主机一台, 24V 电源, 固相萃取小柱样品一包, 维修工具包, 以及使用手册。	110-240V
982-FSPE-02	包括18管路f-SPE主机一台, 24V 电源, 固相萃取小柱样品一包, 维修工具包, 以及使用手册。	110-240V

凯若泰手性色谱柱产品清单与订货信息（续）

产品型号	类别	规格	备注
842-CECD1-01	ChiralCECD-1	2 μ m, 50 × 2mm	第一类纤维素链接环糊精键合手性分析柱
842-CECD1-02	ChiralCECD-1	2 μ m, 100 × 2mm	第一类纤维素链接环糊精键合手性分析柱
842-CECD1-03	ChiralCECD-1	2 μ m, 150 × 2mm	第一类纤维素链接环糊精键合手性分析柱
842-CECD1-04	ChiralCECD-1	2 μ m, 200 × 2mm	第一类纤维素链接环糊精键合手性分析柱
842-CECD1-05	ChiralCECD-1	2 μ m, 250 × 2mm	第一类纤维素链接环糊精键合手性分析柱
843-CECD1-01	ChiralCECD-1	3 μ m, 50 × 2mm	第一类纤维素链接环糊精键合手性分析柱
843-CECD1-02	ChiralCECD-1	3 μ m, 100 × 2mm	第一类纤维素链接环糊精键合手性分析柱
843-CECD1-03	ChiralCECD-1	3 μ m, 150 × 2mm	第一类纤维素链接环糊精键合手性分析柱
843-CECD1-04	ChiralCECD-1	3 μ m, 200 × 2mm	第一类纤维素链接环糊精键合手性分析柱
843-CECD1-05	ChiralCECD-1	3 μ m, 250 × 2mm	第一类纤维素链接环糊精键合手性分析柱
843-CECD2-01	ChiralCECD-2	3 μ m, 50 × 2mm	第二类纤维素链接环糊精键合手性分析柱
843-CECD2-02	ChiralCECD-2	3 μ m, 100 × 2mm	第二类纤维素链接环糊精键合手性分析柱
843-CECD2-03	ChiralCECD-2	3 μ m, 150 × 2mm	第二类纤维素链接环糊精键合手性分析柱
843-CECD2-04	ChiralCECD-2	3 μ m, 200 × 2mm	第二类纤维素链接环糊精键合手性分析柱
843-CECD2-05	ChiralCECD-2	3 μ m, 250 × 2mm	第二类纤维素链接环糊精键合手性分析柱
843-CECD3-01	ChiralCECD-3	3 μ m, 50 × 2mm	第三类纤维素链接环糊精键合手性分析柱
843-CECD3-02	ChiralCECD-3	3 μ m, 100 × 2mm	第三类纤维素链接环糊精键合手性分析柱
843-CECD3-03	ChiralCECD-3	3 μ m, 150 × 2mm	第三类纤维素链接环糊精键合手性分析柱
843-CECD3-04	ChiralCECD-3	3 μ m, 200 × 2mm	第三类纤维素链接环糊精键合手性分析柱
843-CECD3-05	ChiralCECD-3	3 μ m, 250 × 2mm	第三类纤维素链接环糊精键合手性分析柱
605-CECD2-13	ChiralCECD-2	5 μ m, 150×10mm	纤维素链接环糊精键合手性半制备柱
610-CECD2-25	ChiralCECD-2	10 μ m,250×20mm	纤维素链接环糊精键合手性制备柱

凯若泰手性色谱柱产品清单与订货信息（续）

产品型号	类别	规格	备注
852-AM1-01	ChiralAM-1	2 μ m, 50 × 2mm	第一类直链淀粉键合手性分析柱
852-AM1-02	ChiralAM-1	2 μ m, 100 × 2mm	第一类直链淀粉键合手性分析柱
852-AM1-03	ChiralAM-1	2 μ m, 150 × 2mm	第一类直链淀粉键合手性分析柱
852-AM1-04	ChiralAM-1	2 μ m, 200 × 2mm	第一类直链淀粉键合手性分析柱
852-AM1-05	ChiralAM-1	2 μ m, 250 × 2mm	第一类直链淀粉键合手性分析柱
853-AM1-01	ChiralAM-1	3 μ m, 50 × 2mm	第一类直链淀粉键合手性分析柱
853-AM1-02	ChiralAM-1	3 μ m, 100 × 2mm	第一类直链淀粉键合手性分析柱
853-AM1-03	ChiralAM-1	3 μ m, 150 × 2mm	第一类直链淀粉键合手性分析柱
853-AM1-04	ChiralAM-1	3 μ m, 200 × 2mm	第一类直链淀粉键合手性分析柱
853-AM1-05	ChiralAM-1	3 μ m, 250 × 2mm	第一类直链淀粉键合手性分析柱
853-AM2-01	ChiralAM-2	3 μ m, 50 × 2mm	第二类直链淀粉键合手性分析柱
853-AM2-02	ChiralAM-2	3 μ m, 100 × 2mm	第二类直链淀粉键合手性分析柱
853-AM2-03	ChiralAM-2	3 μ m, 150 × 2mm	第二类直链淀粉键合手性分析柱
853-AM2-04	ChiralAM-2	3 μ m, 200 × 2mm	第二类直链淀粉键合手性分析柱
853-AM2-05	ChiralAM-2	3 μ m, 250 × 2mm	第二类直链淀粉键合手性分析柱
853-AM3-01	ChiralAM-3	3 μ m, 50 × 2mm	第三类直链淀粉键合手性分析柱
853-AM3-02	ChiralAM-3	3 μ m, 100 × 2mm	第三类直链淀粉键合手性分析柱
853-AM3-03	ChiralAM-3	3 μ m, 150 × 2mm	第三类直链淀粉键合手性分析柱
853-AM3-04	ChiralAM-3	3 μ m, 200 × 2mm	第三类直链淀粉键合手性分析柱
853-AM3-05	ChiralAM-3	3 μ m, 250 × 2mm	第三类直链淀粉键合手性分析柱

凯若泰手性色谱柱产品清单与订货信息（续）

产品型号	类别	规格	备注
862-AMCD1-01	ChiralAMCD-1	2 μ m, 50 \times 2mm	第一类直链淀粉接枝环糊精键合手性分析柱
862-AMCD1-02	ChiralAMCD-1	2 μ m, 100 \times 2mm	第一类直链淀粉接枝环糊精键合手性分析柱
862-AMCD1-03	ChiralAMCD-1	2 μ m, 150 \times 2mm	第一类直链淀粉接枝环糊精键合手性分析柱
862-AMCD1-04	ChiralAMCD-1	2 μ m, 200 \times 2mm	第一类直链淀粉接枝环糊精键合手性分析柱
862-AMCD1-05	ChiralAMCD-1	2 μ m, 250 \times 2mm	第一类直链淀粉接枝环糊精键合手性分析柱
863-AMCD1-01	ChiralAMCD-1	3 μ m, 50 \times 2mm	第一类直链淀粉接枝环糊精键合手性分析柱
863-AMCD1-02	ChiralAMCD-1	3 μ m, 100 \times 2mm	第一类直链淀粉接枝环糊精键合手性分析柱
863-AMCD1-03	ChiralAMCD-1	3 μ m, 150 \times 2mm	第一类直链淀粉接枝环糊精键合手性分析柱
863-AMCD1-04	ChiralAMCD-1	3 μ m, 200 \times 2mm	第一类直链淀粉接枝环糊精键合手性分析柱
863-AMCD1-05	ChiralAMCD-1	3 μ m, 250 \times 2mm	第一类直链淀粉接枝环糊精键合手性分析柱
863-AMCD2-01	ChiralAMCD-2	3 μ m, 50 \times 2mm	第二类直链淀粉接枝环糊精键合手性分析柱
863-AMCD2-02	ChiralAMCD-2	3 μ m, 100 \times 2mm	第二类直链淀粉接枝环糊精键合手性分析柱
863-AMCD2-03	ChiralAMCD-2	3 μ m, 150 \times 2mm	第二类直链淀粉接枝环糊精键合手性分析柱
863-AMCD2-04	ChiralAMCD-2	3 μ m, 200 \times 2mm	第二类直链淀粉接枝环糊精键合手性分析柱
863-AMCD2-05	ChiralAMCD-2	3 μ m, 250 \times 2mm	第二类直链淀粉接枝环糊精键合手性分析柱
863-AMCD3-01	ChiralAMCD-3	3 μ m, 50 \times 2mm	第三类直链淀粉接枝环糊精键合手性分析柱
863-AMCD3-02	ChiralAMCD-3	3 μ m, 100 \times 2mm	第三类直链淀粉接枝环糊精键合手性分析柱
863-AMCD3-03	ChiralAMCD-3	3 μ m, 150 \times 2mm	第三类直链淀粉接枝环糊精键合手性分析柱
863-AMCD3-04	ChiralAMCD-3	3 μ m, 200 \times 2mm	第三类直链淀粉接枝环糊精键合手性分析柱
863-AMCD3-05	ChiralAMCD-3	3 μ m, 250 \times 2mm	第三类直链淀粉接枝环糊精键合手性分析柱

凯若泰手性色谱柱产品清单与订货信息 (续)

产品型号	类别	规格	备注
872-AMCE1-01	ChiralAMCE-1	2 μ m, 50 \times 2mm	第一类直链淀粉接枝环糊精键合手性分析柱
872-AMCE1-02	ChiralAMCE-1	2 μ m, 100 \times 2mm	第一类直链淀粉链接纤维素键合手性分析柱
872-AMCE1-03	ChiralAMCE-1	2 μ m, 150 \times 2mm	第一类直链淀粉链接纤维素键合手性分析柱
872-AMCE1-04	ChiralAMCE-1	2 μ m, 200 \times 2mm	第一类直链淀粉链接纤维素键合手性分析柱
872-AMCE1-05	ChiralAMCE-1	2 μ m, 250 \times 2mm	第一类直链淀粉链接纤维素键合手性分析柱
873-AMCE1-01	ChiralAMCE-1	3 μ m, 50 \times 2mm	第一类直链淀粉接枝环糊精键合手性分析柱
873-AMCE1-02	ChiralAMCE-1	3 μ m, 100 \times 2mm	第一类直链淀粉链接纤维素键合手性分析柱
873-AMCE1-03	ChiralAMCE-1	3 μ m, 150 \times 2mm	第一类直链淀粉链接纤维素键合手性分析柱
873-AMCE1-04	ChiralAMCE-1	3 μ m, 200 \times 2mm	第一类直链淀粉链接纤维素键合手性分析柱
873-AMCE1-05	ChiralAMCE-1	3 μ m, 250 \times 2mm	第一类直链淀粉链接纤维素键合手性分析柱
873-AMCE2-01	ChiralAMCE-2	3 μ m, 50 \times 2mm	第二类直链淀粉链接纤维素键合手性分析柱
873-AMCE2-02	ChiralAMCE-2	3 μ m, 100 \times 2mm	第二类直链淀粉链接纤维素键合手性分析柱
873-AMCE2-03	ChiralAMCE-2	3 μ m, 150 \times 2mm	第二类直链淀粉链接纤维素键合手性分析柱
873-AMCE2-04	ChiralAMCE-2	3 μ m, 200 \times 2mm	第二类直链淀粉链接纤维素键合手性分析柱
873-AMCE2-05	ChiralAMCE-2	3 μ m, 250 \times 2mm	第二类直链淀粉链接纤维素键合手性分析柱
873-AMCE3-01	ChiralAMCE-3	3 μ m, 50 \times 2mm	第三类直链淀粉链接纤维素键合手性分析柱
873-AMCE3-02	ChiralAMCE-3	3 μ m, 100 \times 2mm	第三类直链淀粉链接纤维素键合手性分析柱
873-AMCE3-03	ChiralAMCE-3	3 μ m, 150 \times 2mm	第三类直链淀粉链接纤维素键合手性分析柱
873-AMCE3-04	ChiralAMCE-3	3 μ m, 200 \times 2mm	第三类直链淀粉链接纤维素键合手性分析柱
873-AMCE3-05	ChiralAMCE-3	3 μ m, 250 \times 2mm	第三类直链淀粉链接纤维素键合手性分析柱
705-AMCE2-13	ChiralAMCE-2	5 μ m, 150 \times 10mm	第二类直链淀粉链接纤维素键合型半制备柱
710-AMCE2-25	ChiralAMCE-2	10 μ m, 250 \times 20mm	第二类直链淀粉链接纤维素键合手性制备柱

凯若泰UPE系列固相萃取小柱产品清单与订货信息

产品型号	类别	规格	备注
880-UPE-20	UPE-20	20mg/3mL, 120 \AA , 50支/盒	可替代100-200mg/3mL ODS (C18) 常见传统型固相萃取小柱
880-UPE-30	UPE-30	30mg/3mL, 120 \AA , 50支/盒	可替代200-500mg/3mL ODS (C18) 常见传统型固相萃取小柱
880-UPE-60	UPE-60	60mg/6mL, 120 \AA , 25支/盒	可替代500-1000mg/6mL ODS (C18) 常见传统型固相萃取小柱
880-UPE-90	UPE-90	90mg/6mL, 120 \AA , 25支/盒	可替代1000-2000mg/6mL ODS (C18) 常见传统型固相萃取小柱
880-UPE-20	UPE-20	20mg/3mL, 120 \AA , 50支/盒	可替代100-200mg/3mL ODS (C18) 常见传统型固相萃取小柱

凯若泰PSPE系列正压固相萃取仪产品清单与订货信息

产品型号	规格	产品描述
980-PSPE-8A	凯若泰 P-SPE-08A型数显单片机控制气泵驱动8通道正压萃取仪	P-SPE-08A型气泵驱动正压萃取仪主机 1台、内置数显单片机、8通道支架、12V电源适配器、适用6mL、3mL及1mL萃取柱、小体积样品（0.1~6mL）、手动上样。
980-PSPE-8B	凯若泰 P-SPE-08B型数显单片机控制气泵驱动8通道正压萃取仪	P-SPE-08B型气泵驱动正压萃取仪主机 1台、内置数显单片机、8通道支架、12V电源适配器、适用6mL、3mL及1mL萃取柱、兼顾大体积和小体积样品、大体积样品自动连续上样（体积无上限）。
980-PSPE-8C	凯若泰 P-SPE-08C型数显单片机控制气泵驱动8通道正压萃取仪	P-SPE-08C型气泵驱动正压萃取仪主机 1台、内置数显单片机、8通道支架、12V电源适配器、适用12mL、6mL、及3mL萃取柱、小体积样品（0.2~12mL）、手动上样。
980-PSPE-8D	凯若泰 P-SPE-08D型数显单片机控制气泵驱动8通道正压萃取仪	P-SPE-08D型气泵驱动正压萃取仪主机 1台、内置数显单片机、8通道支架、12V电源适配器、适用12mL、6mL、及3mL萃取柱、兼顾大体积和小体积样品、大体积样品自动连续上样（体积无上限）。
980-PSPE-12A	凯若泰 P-SPE-12A型数显单片机控制气泵驱动12通道正压萃取仪	P-SPE-12A型气泵驱动正压萃取仪主机 1台、内置数显单片机、12通道支架、12V电源适配器、适用6mL、3mL及1mL萃取柱、小体积样品（0.1~6mL）、手动上样。
980-PSPE-12B	凯若泰 P-SPE-12B型数显单片机控制气泵驱动12通道正压萃取仪	P-SPE-12B型气泵驱动正压萃取仪主机 1台、内置数显单片机、12通道支架、12V电源适配器、适用6mL、3mL及1mL萃取柱、兼顾大体积和小体积样品、大体积样品自动连续上样（体积无上限）。
980-PSPE-12C	凯若泰 P-SPE-12C型数显单片机控制气泵驱动12通道正压萃取仪	P-SPE-12C型气泵驱动正压萃取仪主机 1台、内置数显单片机、12通道支架、12V电源适配器、适用12mL、6mL、及3mL萃取柱、小体积样品（0.2~12mL）、手动上样。
980-PSPE-12D	凯若泰 P-SPE-12D型数显单片机控制气泵驱动12通道正压萃取仪	P-SPE-12D型气泵驱动正压萃取仪主机 1台、内置数显单片机、12通道支架、12V电源适配器、适用12mL、6mL、及3mL萃取柱、兼顾大体积和小体积样品、大体积样品自动连续上样（体积无上限）。